


PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]

指の血流に影響を受けやすいので指先が冷たいときなどセンサーが正常に測定できない場合がございます。



内蔵された高品質センサー

数値の目安

血中酸素飽和度

体調のバロメーターを
気軽にチェック！！

心拍数

体調指数

正常値は 96%～98%
(安静時)

90%以上を維持する必要があります。

心拍数

正常値 (45～85)

要経過観察、生活改善

(40～44、86～100)

要医療 (~39, 101~)

指を入れてボタンを
押すだけ簡単測定！

品番：500K-34

品名：PULSE O-METER
(パルスゼロメーター)
型番：OMHC-CNPM001
入数：60 (30×2)
JAN：4560133833334
サイズ：約 57×32×33mm
測定方法：2波長吸光度法
単4電池2本 (別売り)



見る
見せる

上下左右
縦横表示
変更

※発注単位：1個～
※税別納入金額 3 万円以上で元払い
(北海道、沖縄、離島に関しましては別途送料が必要です。)

ZeePlan

株式会社藤田商店
TEL:058-278-1311
FAX:058-273-8019