

Keep your Face Cool your skin



Portable Skin Cooler

ポータブルスキンクーラー



酷暑に打ち勝つ必須アイシングアイテム登場！！

カートリッジを冷凍庫で冷やすだけ！ 半永久的に使用可能。長時間

(1.5時間～2時間/回)の連続使用が可能。充電器、バッテリーいらずのエコ・アイシング！

※



※



手軽に携
帯。強力ア
イシング

ポータブルスキンクーラーとは？

冷気損失を最小化した特殊カートリッジにより手軽に、長時間の使用を可能にしたアイシングアイテム。運動後の筋肉のアイシングに、化粧前のお肌のお手入れに、PC仕事の目の疲れに、立ち仕事でむくんだ足に、勉強、仕事の合間のリフレッシュタイムに！通勤電車の弱冷房車の中で、、、etc 多目的に、そして半永久的に使え携帯便利な So much Cool アイテム！

※使用イメージ写真は旧デザインタイプを使用しております。

※



Portable Skin Cooler ポータブルスキンクーラー

●カートリッジ1本type

価格：¥3,990 (本体¥3,800) (※お求めやすくなりました)

品番/JAN：81830100/4511977181839

●カートリッジ2本type

価格：¥5,040 (本体¥4,800) (※お求めやすくなりました)

品番/JAN：81830200/4511977281836

●サイズ：ボトルサイズ 12.6cm 本体上部直径6cm カートリッジ 10.6cm

重さ 本体+カートリッジ1本 (セット時) 192g

パッケージサイズ：13×8.5×6.5cm

●平均温度 5℃ (2℃～10℃)

●冷持続時間：連続使用時平均90分 (80～150分) 個人差があります。

●材質：酸化被膜アルミニウム・PETG・ABS

◆ご使用方法◆

専用カートリッジを冷凍室で2～3時間、凍らせてください。よく冷えたカートリッジを本体に挿入します。マッサージヘッドをセットして冷やしたい体の部位にマッサージヘッドを当てマッサージしてください。※体の一箇所の部位に長時間あてると凍傷になるおそれがありますのでお気をつけください。